

FICHA TECNICA HOSPITALARIA

SANIT MAK PLUS

Propiedades

Detergente descontaminante.
Especial para aguas duras. Sin fosfatos. Sin colorante. No corrosivo

Producto Sanitario (PS) Clase I
2017/745 MDR
UDI-DI Básico: 843653210-0928

Características

TOTAL VIABLES (MICRO)	100 ufc/g MAXIMO
PATOGENOS	AUSENCIA
ASPECTO	TRANSPARENTE
COLOR	LIGERAMENTE ANARANJADO
OLOR	INODORO
DENSIDAD (PICNOMETRO)	1.26 ± 0.02
IND.REFRACCION	34 ± 2
PH (1%)	12.5 ± 0.5

Aplicaciones

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inhaladores, biberones, instrumental quirúrgico, microquirúrgico, endoscopios, contenedores de instrumental para cirugía mínima invasiva (M.I.C)

Dosificación y modo de empleo

Para lavadoras automáticas con compartimento de carga: 30-45 ml/ciclo lavado.
Para lavadoras automáticas con bomba dosificadora: 0,2-0,4%.
Apto para uso manual mediante baño de inmersión.

Contiene otros componentes

Hidroxido de potasio. Ácido silícico, sal de sodio. Nitritotriacetato de trisodio.

Fecha Impresión: 24-08-21 Fecha Versión: 24-08-21 Versión: 6 Código: 0000928 Nombre: SANIT MAK PLUS



Sanit MAK PLUS

ES | Detergente descontaminante.
PT | Detergente descontaminante.

FR | Détergent décontaminant.
UK | Decontamination detergent.

USO AUTOMÁTICO O MANUAL · USO AUTOMÁTICO OU MANUAL · UTILISATION AUTOMATIQUE OU MANUELLE · AUTOMATIC OR MANUAL USE

APLICACIONES

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inhaladores, biberones, instrumental quirúrgico, microquirúrgico, endoscopios o contenedores de instrumental para cirugía mínima invasiva (MIC). Producto diseñado para aguas duras. No contiene fosfatos ni colorantes.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Máquinas automáticas con compartimento de carga: de 30 a 45 ml por ciclo lavado. Lavadoras automáticas con bomba dosificadora: del 0,2 al 0,4 % según el nivel de suciedad. Apto para uso manual mediante baño de inmersión.

SUSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA CLASIFICACIÓN

Hidróxido de potasio. Ácido silícico, sal de sodio. Nitrilotriacetato de trisodio.

PRECAUCIONES

H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. Uso profesional. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915 620 420. Fabricado en la UE.

APLICAÇÕES

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inaladores, biberões, instrumental cirúrgico, microcirúrgico, endoscópios ou recipientes de instrumental para cirurgia invasiva mínima (CIM). Produto concebido para águas duras. Não contém fosfatos nem corantes.

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

Máquinas automáticas con compartimento de carga: de 30 a 45 ml por ciclo de lavagem. Lavadoras automáticas con bomba doseadora: de 0,2 a 0,4% dependendo do grau de sujidade. Adequado para uso manual por banho de imersão.

SUBSTÂNCIAS QUE CONTRIBUEM PARA A CLASSIFICAÇÃO

Hidróxido de potássio. Ácido silícico, sal sódica. Nitrilotriacetato trissódico.

PRECAUÇÕES

H302 Nocivo por ingestão. H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. P280 Usar luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular. P301+P330+P331 NO CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Não provocar o vômito. P303+P361+P353 NO CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água ou utilizar chuveiro. P304+P340 NO CASO DE INALAÇÃO: Retirar a vítima para o ar fresco e mantê-la numa posição confortável para respirar. P305+P351+P338 NO CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contacto, se leva e seja fácil remover. Continuar a lavar. P501 Descartar o conteúdo e/ou recipientes conforme os regulamentos relativos aos resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Uso profissional. No caso de ingestão acidental consultar o Centro de Informação Antiveneno (CIAV). Tel. 800 250 250. Fabricado na UE.

APPLICATIONS

Produit indiqué pour ustensils d'anesthésie, soins intensifs et les inhalateurs, les biberons, l'instrumental chirurgical, microchirurgie, endoscopes ou conteneurs d'instrumentation pour la chirurgie mini-invasive (CMI). Produit conçu pour les eaux dures. Il ne contient ni phosphates ni colorants.

DOSAGE ET MODO D'EMPLOI

Machines automatiques avec compartiment de charge : de 30 à 45 ml par cycle de lavage. Machine à laver avec une pompe de dosage : de 0,2 à 0,4 % selon le niveau de saleté. Il convient pour l'utilisation manuelle par bain d'immersion.

SUBSTANCES QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION

Hydroxyde de potassium. Acide silicique, sel de sodium. Nitrilotriacétate trisodique.

PRECAUTIONS

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS D'UN CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et affirmer elle dans une position qui facilite la respiration. EN CAS D'UN CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de contact, s'il porte et qu'il peut facilement l'extraire. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et/ou contenueurs conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballage, respectivement. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. Usage professionnel. En cas d'ingestion accidentelle, consulter le Centre Antipoison. N° d'appel d'urgence. Orfila 0145 425 959. Fabriquée dans l'UE.

APPLICATIONS

Product indicated for anaesthetic equipment, intensive care and inhalers, baby's bottles, surgical and microsurgical instruments, endoscopes or minimally invasive surgery (MIS) instrumentation containers. Product designed for its use in hard water. It does not contain phosphates or dyes.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Automatic machines with load compartment: from 30 - 45 ml per cycle of washing. Washing machine with dosing pump: from 0,2 to 0,4% depending on the soil level. Suitable for manual use by immersion bath.

SUBSTANCES THAT CONTRIBUTE TO THE CLASSIFICATION

Potassium hydroxide. Silicic acid, sodium salt. Trisodium nitrilotriacetate.

PRECAUTIONS

Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents and/or containers following the regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. Keep out of reach of children. Do not ingest. Professional use only. In case of an accident, please seek medical advice at the Toxicological Information Medical Services. Tel. +34 915 620 420. Made in EU.

S.A. PRODER
Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN (Spain)
Tel. +34 937 132 025 - www.saproder.com

PRODERPHARMA S.L.
Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN (Spain)
Tel. +34 937 133 938 - www.proderpharma.com

LOT XXXXX XXXXXXXX



PELIGRO
PERIGO
DANGER



51



Sanit **MAK PLUS**

V. 07/2021

ES | Detergente descontaminante. **FR** | *Détergent décontaminant.*
PT | Detergente descontaminante. **UK** | Decontamination detergent.

USO AUTOMÁTICO O MANUAL · USO AUTOMÁTICO OU MANUAL · UTILISATION AUTOMATIQUE OU MANUELLE · AUTOMATIC OR MANUAL USE

APLICACIONES

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inhaladores, biberones, instrumental quirúrgico, microquirúrgico, endoscopios o contenedores de instrumental para cirugía mínima invasiva (MIC). Producto diseñado para aguas duras. No contiene fosfatos ni colorantes.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Máquinas automáticas con compartimento de carga: de 30 a 45 ml por ciclo lavado. Lavadoras automáticas con bomba dosificadora: del 0,2 al 0,4 % según el nivel de suciedad. Apto para uso manual mediante baño de inmersión.

SUSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA CLASIFICACIÓN

Hidróxido de potasio. Ácido silícico, sal de sodio. Nitrilotriacetato de trisodio.

PRECAUCIONES

H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. Uso profesional. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915 620 420. Fabricado en la UE.

APLICAÇÕES

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inaladores, biberões, instrumental cirúrgico, microcirúrgico, endoscópios ou recipientes de instrumental para cirurgia invasiva mínima (CIM). Produto concebido para águas duras. Não contém fosfatos nem corantes.

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

Máquinas automáticas con compartimento de carga: de 30 a 45 ml por ciclo de lavagem. Lavadoras automáticas con bomba doseadora: de 0,2 a 0,4% dependendo do grau de sujidade. Adequado para uso manual por banho de imersão.

SUBSTÂNCIAS QUE CONTRIBUEM PARA A CLASSIFICAÇÃO

Hidróxido de potássio. Ácido silícico, sal sódica. Nitrilotriacetato trissódico.

PRECAUÇÕES

H302 Nocivo por ingestão. H314 Provoca graves queimaduras na pele e lesões oculares graves. P280 Usar luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular. P301+P330+P331 NO CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Não provocar o vômito. P303+P361+P353 NO CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água ou utilizar chuveiro. P304+P340 NO CASO DE INALAÇÃO: Retirar a vítima para o ar fresco e mantê-la numa posição confortável para respirar. P305+P351+P338 NO CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contacto, se leva e seja fácil remover. Continuar a lavar. P501 Descartar o conteúdo e/ou recipientes conforme os regulamentos relativos aos resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Uso profissional. No caso de ingestão acidental consultar o Centro de Informação Antiveneno (CIAV). Tel. 800 250 250. Fabricado na UE.

APPLICATIONS

Produit indiqué pour ustensils d'anesthésie, soins intensifs et les inhalateurs, les biberons, l'instrumental chirurgical, microchirurgie, endoscopes ou conteneurs d'instrumentation pour la chirurgie mini-invasive (CMI). Produit conçu pour les eaux dures. Il ne contient ni phosphates ni colorants.

DOSAGE ET MODO D'EMPLOI

Machines automatiques avec compartiment de charge : de 30 à 45 ml par cycle de lavage. Machine à laver avec une pompe de dosage : de 0,2 à 0,4 % selon le niveau de saleté. Il convient pour l'utilisation manuelle par bain d'immersion.

SUBSTANCES QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION

Hydroxyde de potassium. Acide silicique, sel de sodium. Nitrilotriacétate trisodique.

PRÉCAUTIONS

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS D'UN CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et affirmer elle dans une position qui facilite la respiration. EN CAS D'UN CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de contact, s'il porte et qu'il peut facilement l'extraire. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et/ou contenueurs conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballage, respectivement. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. Usage professionnel. En cas d'ingestion accidentelle, consulter le Centre Antipoison. N° d'appel d'urgence. Orfila 0145 425 959. Fabriquée dans l'UE.

APPLICATIONS

Product indicated for anaesthetic equipment, intensive care and inhalers, baby's bottles, surgical and microsurgical instruments, endoscopes or minimally invasive surgery (MIS) instrumentation containers. Product designed for its use in hard water. It does not contain phosphates or dyes.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Automatic machines with load compartment: from 30 - 45 ml per cycle of washing. Washing machine with dosing pump: from 0,2 to 0,4% depending on the soil level. Suitable for manual use by immersion bath.

SUBSTANCES THAT CONTRIBUTE TO THE CLASSIFICATION

Potassium hydroxide. Silicic acid, sodium salt. Trisodium nitrilotriacetate.

PRECAUTIONS

Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents and/or containers following the regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. Keep out of reach of children. Do not ingest. Professional use only. In case of an accident, please seek medical advice at the Toxicological Information Medical Services. Tel. +34 915 620 420. Made in EU.

S.A. PRODER
 Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN (Spain)
 Tel. +34 937 132 025 - www.saproder.com

PRODERPHARMA S.L.
 Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN (Spain)
 Tel. +34 937 133 938 - www.proderpharma.com

MD
 UDI LOT XXXXX
 XXXXX/XXXX



PELIGRO
 PERIGO
 DANGER



4X5 I

Sanit MAK PLUS 1 | ED Ref. 9590928/ X688

ED. 07/2021



Sanit MAK PLUS

V. 07/2021

ES | Detergente descontaminante.

PT | Detergente descontaminante.

FR | Détergent décontaminant.

UK | Decontamination detergent.

USO AUTOMÁTICO O MANUAL · USO AUTOMÁTICO OU MANUAL · UTILISATION AUTOMATIQUE OU MANUELLE · AUTOMATIC OR MANUAL USE

APLICACIONES

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inhaladores, biberones, instrumental quirúrgico, microquirúrgico, endoscopios o contenedores de instrumental para cirugía mínima invasiva (MIC). Producto diseñado para aguas duras. No contiene fosfatos ni colorantes.

APLICAÇÕES

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inaladores, biberões, instrumental cirúrgico, microcirúrgico, endoscópios ou recipientes de instrumental para cirurgia invasiva mínima (CIM). Produto concebido para águas duras. Não contém fosfatos nem corantes.

APPLICATIONS

Produit indiqué pour ustensiles d'anesthésie, soins intensifs et les inhalateurs, les biberons, l'instrumental chirurgical, microchirurgie, endoscopes ou conteneurs d'instrumentation pour la chirurgie mini-invasive (CM). Produit conçu pour les eaux dures. Il ne contient ni phosphates ni colorants.

APPLICATIONS

Product indicated for anaesthetic equipment, intensive care and inhalers, baby's bottles, surgical and microsurgical instruments, endoscopes or minimally invasive surgery (MIS) instrumentation containers. Product designed for its use in hard water. It does not contain phosphates or dyes.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Lavadoras automáticas con compartimento de carga: de 30 a 45 ml por ciclo lavado.

Lavadoras automáticas con bomba dosificadora: de 0,2 al 0,4 % según el nivel de suciedad. Apto para uso manual mediante baño de inmersión.

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

Lavadoras automáticas con compartimento de carga: de 30 a 45 ml por ciclo de lavagem.

Lavadoras automáticas con bomba dosadora: de 0,2 a 0,4% dependendo do grau de sujidade. Adequado para uso manual por banho de imersão.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Machine à laver avec compartiment de charge : de 30 à 45 ml par cycle de lavage.

Machine à laver avec une pompe de dosage : de 0,2 à 0,4 % selon le niveau de saleté. Il convient pour l'utilisation manuelle par bain d'immersion.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Washing machine with load compartment: from 30 - 45 ml per cycle of washing.

Washing machine with dosing pump: from 0,2 to 0,4% depending on the soil level. Suitable for manual use by immersion bath.

SUSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA CLASIFICACIÓN

Hidróxido de potasio, Ácido silícico, sal de sodio. Nitrilotriacetato de trisodio.

SUBSTÂNCIAS QUE CONTRIBUEM PARA A CLASSIFICAÇÃO

Hidróxido de potássio. Ácido silícico, sal sódica. Nitrilotriacetato trissódico.

SUBSTANCES QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION

Hydroxyde de potassium. Acide silicique, sel de sodium. Nitrilotriacetate trisodique.

SUBSTANCES THAT CONTRIBUTE TO THE CLASSIFICATION

Potassium hydroxide. Silicic acid, sodium salt. Trisodium nitrilotriacetate.

PRECAUCIONES

H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501 Eliminar el contenido el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. Uso profesional. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915 620 420. Fabricado en la UE.

PRECAUÇÕES

H302 Nocivo por ingestão. H314 Provoca graves queimaduras na pele e lesões oculares graves. P280 Usar luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular. P301+P330+P331 NO CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Não provocar o vômito. P303+P361+P353 NO CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água ou utilizar chuveiro. P304+P340 NO CASO DE INALAÇÃO: Retirar a vítima para o ar fresco e mantê-la numa posição confortável para respirar. P305+P351+P338 NO CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contacto, se leva e seja fácil remover. Continuar a lavar. P501 Desartar o conteúdo e/ou recipientes conforme os regulamentos relativos aos resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Uso profissional. No caso de ingestão acidental consultar o Centro de Informação Antiveneno (CAV). Tel. 800 250 250. Fabricado na UE.

PRÉCAUTIONS

H302 Nocif en cas d'ingestion. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P340 EN CAS D'UN CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P305+P351+P338 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et affirmer elle dans une position qui facilite la respiration. EN CAS D'UN CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer soigneusement à l'eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de contact, s'il porte et qu'il peut facilement d'extraire. Continuer à rincer. Eliminer le contenu e/ou contenueurs conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballage, respectivement. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. Usage professionnel. En cas d'ingestion accidentelle, consulter le Centre Antipoison. N° d'appel d'urgence. Orfila 0145 425 959. Fabricé dans l'UE.

PRECAUTIONS

H302 Harmful if swallowed. H314 Causes severe skin burns and eye damage. P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents and/or containers following the regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. Keep out of reach of children. Do not ingest. Professional use only. In case of an accident, please seek medical advice at the Toxicological Information Medical Services. Tel. +34 915 620 420. Made in EU.



P. Reflex Blue C



P. 2727 C



Black




P. 185 C



Cut



Round Corners



130 mm

165 mm

S.A. PRODER
Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN (Spain)
Tel. +34 937 132 025 - www.saproder.com

PRODERPHARMA S.L.
Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN (Spain)
Tel. +34 937 133 938 - www.proderpharma.com



LOT XXXXX X XXXXXXXX



PELIGRO
PERIGO
DANGER

0928

11

Cualquier accidente grave relacionado con el producto debe comunicarse a S.A. PRODER y al organismo Regulador del país donde se comercializa.



Sanit MAK PLUS

V. 07/2021

ES | Detergente descontaminante. FR | *Détergent décontaminant.*
PT | Detergente descontaminante. UK | Decontamination detergent.

USO AUTOMÁTICO O MANUAL · USO AUTOMÁTICO OU MANUAL · UTILISATION AUTOMATIQUE OU MANUELLE · AUTOMATIC OR MANUAL USE

APLICACIONES

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inhaladores, biberones, instrumental quirúrgico, microquirúrgico, endoscopios o contenedores de instrumental para cirugía mínima invasiva (MIC). Producto diseñado para aguas duras. No contiene fosfatos ni colorantes.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Lavadoras automáticas con compartimento de carga: de 30 a 45 ml por ciclo lavado. Lavadoras automáticas con bomba dosificadora: del 0,2 al 0,4 % según el nivel de suciedad. Apto para uso manual mediante baño de inmersión.

SUSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA CLASIFICACIÓN

Hidróxido de potasio. Ácido silícico, sal de sodio. Nitrilotriacetato de trisodio.

PRECAUCIONES

H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Uso profesional. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915 620 420. Fabricado en la UE.

APLICAÇÕES

Indicado para utensilios de anestesia, cuidados intensivos e inaladores, biberões, instrumental cirúrgico, microcirúrgico, endoscópios ou recipientes de instrumental para cirurgia invasiva mínima (CIM). Produto concebido para águas duras. Não contém fosfatos nem corantes.

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

Lavadoras automáticas com compartimento de carga: de 30 a 45 ml por ciclo de lavagem. Lavadoras automáticas com bomba dosadora: de 0,2 a 0,4% dependendo do grau de sujidade. Adequado para uso manual por banho de imersão.

SUBSTÂNCIAS QUE CONTRIBUËM PARA A CLASSIFICAÇÃO

Hidróxido de potássio. Ácido silícico, sal sódica. Nitrilotriacetato trissódico.

PRECAUÇÕES

H302 Nocivo por ingestão. H314 Provoca graves queimaduras na pele e lesões oculares graves. P280 Usar luvas de proteção/roupas de proteção/ proteção ocular. P301+P330+P331 NO CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Não provocar o vômito. P303+P361+P353 NO CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água ou utilizar chuveiro. P304+P340 NO CASO DE INHALAÇÃO: Retirar a vítima para o ar fresco e mantê-la numa posição confortável para respirar. P305+P351+P338 NO CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contacto, se leva e seja fácil remover. Continuar a lavar. P501 Descartar o conteúdo e/ou recipientes conforme os regulamentos relativos aos resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Uso profissional. No caso de ingestão acidental consultar o Centro de Informação Antiveneno (CIAV). Tel. 800 250 250. Fabricado na UE.

APPLICATIONS

Produit indiqué pour ustensiles d'anesthésie, soins intensifs et les inhalateurs, les biberons, l'instrumental chirurgical, microchirurgie, endoscopes ou conteneurs d'instrumentation pour la chirurgie mini-invasive (MI). Produit conçu pour les eaux dures. Il ne contient ni phosphates ni colorants.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Machine à laver avec compartiment de charge : de 30 à 45 ml par cycle de lavage. Machine à laver avec une pompe de dosage : de 0,2 à 0,4 % selon le niveau de saleté. Il convient pour l'utilisation manuelle par bain d'immersion.

SUBSTANCES QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION

Hydroxyde de potassium. Acide silicique, sel de sodium. Nitrilotriacétate trisodique.

PRÉCAUTIONS

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS D'UN CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et affirmer elle dans une position qui facilite la respiration. EN CAS D'UN CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de contact, s'il porte et qu'il peut facilement d'extraire. Continuer à rincer. Eliminer le contenu e/ou conteneurs conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballage, respectivement. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. Usage professionnel. En cas d'ingestion accidentelle, consulter le Centre Antipoison. N° d'appel d'urgence. Orfila 0145 425 959. Fabriqué dans l'UE.

APPLICATIONS

Product indicated for anaesthetic equipment, intensive care and inhalers, baby's bottles, surgical and microsurgical instruments, endoscopes or minimally invasive surgery (MIS) instrumentation containers. Product designed for its use in hard water. It does not contain phosphates or dyes.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Washing machine with load compartment: from 30 - 45 ml per cycle of washing. Washing machine with dosing pump: from 0,2 to 0,4% depending on the soil level. Suitable for manual use by immersion bath.

SUBSTANCES THAT CONTRIBUTE TO THE CLASSIFICATION

Potassium hydroxide. Silicic acid, sodium salt. Trisodium nitrilotriacetate.

PRECAUTIONS

Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents and/or containers following the regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. Keep out of reach of children. Do not ingest. Professional use only. In case of an accident, please seek medical advice at the Toxicological Information Medical Services. Tel. +34 915 620 420. Made in EU.

S.A. PRODER

Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN (Spain)
Tel. +34 937 132 025 - www.saproder.com



PRODERPHARMA S.L.

Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN (Spain)
Tel. +34 937 133 938 - www.proderpharma.com

MD

UDI LOT XXXXX XXXXX/XXXX



(01)18436532104982(17)230320(10)57996



PELIGRO
PERIGO
DANGER

12X1 I